

Wiederverwendbare Community Maske / Reusable Community Mask / Masque communautaire réutilisable -

DE - Zusammensetzung

- Aussen- und Innenschicht: 100% Polyester, Flächengewicht 160 g/m².
- Filter: Fünflagiger SSMMS-Filter (100% Polypropylen), Flächengewicht 25g/m².

Waschen und Pflegen

Vor Erstgebrauch einmal Waschen bei 60°C mit Vollwaschmittel. Die Maske kann mindestens 10mal mit 60°C gewaschen werden. Bitte die Waschsymbole beachten. Es wird empfohlen die Maske nach jedem Gebrauch zu waschen, um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Entsorgen Sie die Maske, wenn die Maske in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.

FR - Composition

- Couche ex- & intérieure : 100% polyester, grammage 160 g/m².
- Filtre : filtre à cinq couches en tissu non-tissé SSMMS (100% polypropylène), grammage 25g/m².

Lavage et soins

Exigences en matière d'hygiène pour la première utilisation : Laver une fois à 60°C avec une lessive universelle. Le masque peut être lavé minimum 10 fois à 60°C. Veuillez respecter les symboles de lavage. Il est recommandé de laver le masque après chaque utilisation afin d'assurer une protection efficace. Vous devez vous débarrasser de votre masque si sa structure est endommagée.

ENG - Composition

- Outer & inner layer: 100% polyester, fabric weight 160 g/m².
- Filter: Five-layer filter made of SSMMS nonwoven fabric (100% polypropylene), fabric weight 25g/m².

Washing and maintenance

First-time use hygiene requirements: Wash once at 60°C with all-purpose detergent. The mask can be washed at least 10 times at 60°C. Please observe the washing symbols. It is recommended to wash the mask after each use to ensure effective protection. You must dispose of your mask if its impaired in any way.

WICHTIGER HINWEIS! Es handelt sich weder um ein medizinisches Produkt noch um eine persönliche Schutzausrüstung. Sie dienen lediglich als Alternative zu zertifizierten Masken und stellen somit keinen Eigenschutz sicher. Die Benutzung ist eigenverantwortlich und beabsichtigt eine minimierte Verbreitung von Tröpfchen. Auf Grund des Materials ist diese Mund und Nasen Bedeckung mehrfach verwendbar und bei 60° waschbar. / NOTE IMPORTANTE ! Il ne s'agit ni d'un produit médical ni d'un équipement de protection individuelle. Ils ne sont utilisés qu'en remplacement des masques certifiés et n'assurent donc pas d'autoprotection. L'utilisation des masques se fait aux risques et périls de l'utilisateur et vise à minimiser la propagation des gouttelettes. / IMPORTANT NOTE! This is neither a medical product nor personal protective equipment. The masks are not certified for medical use. They are only used as an alternative to certified masks and therefore do not ensure self-protection. The use of the masks is at the user's own risk and is intended to minimise the spread of droplets.



mythaler.com
corporate wear

DE - Anleitung

Bevor und nachdem Sie die Maske tragen, desinfizieren Sie Ihre Hände oder waschen Sie diese gründlich mit Seife und Wasser.

- 1.) Mit den Händen die Maske am unteren Rand anpacken und über den Kopf ziehen. Den Filter nicht mit den Fingern berühren. Die Naht der Maske sollte exakt bei der Wirbelsäule (Rückseite) sein.
- 2.) Die Maske am oberen Rand bei den Ohren anpacken und gut über Nase und Mund ziehen. Den Bereich des Filters nicht berühren.
- 3.) TIPP: Für einen besseren Halt und als zusätzlicher Schutz kann die Maske zwischen Gesicht und Skibrille eingespannt werden.
- 4.) Beim Abziehen der Maske wiederum am oberen Rand (seitlich bei den Ohren außerhalb des Filterbereichs) anpacken und über den Kopf ziehen.

FR - Instructions

Avant et après le port du masque, désinfectez vos mains ou lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.

- 1.) Saisissez le masque par le bord inférieur et faites-le passer par-dessus votre tête. Ne touchez pas le filtre avec vos doigts. La couture du masque doit se trouver exactement au niveau de la colonne vertébrale (dos).
- 2.) Saisissez le masque par le bord supérieur près des oreilles et tirez-le bien au-dessus du nez et de la bouche. Ne touchez pas la zone du filtre.
- 3.) CONSEIL : Pour une meilleure tenue et comme protection supplémentaire, nous recommandons de fixer le masque sur votre visage à l'aide des lunettes de ski.
- 4.) Lorsque vous retirez le masque, saisissez à nouveau le bord supérieur (à côté des oreilles en dehors de la zone du filtre) et tirez-le au-dessus de la tête.

ENG - Instructions

Before and after wearing the mask, disinfect your hands or wash them thoroughly with soap and water.

- 1.) Grasp the mask by the lower edge with your hands and pull it over your head. Do not touch the filter with your fingers. The seam of the mask should be in line with your spine (back).
- 2.) Grasp the mask by the side at the upper edge and pull well over nose and mouth. Do not touch the area of the filter.
- 3.) Tip: For a better hold and as additional protection, we recommend to tuck the mask under your ski goggles.
- 4.) When taking the mask off, grasp the upper edge (by the side, outside the filter area) and pull it over your head.



sqts⁺

COMMUNITY MASK



COMMUNITY
MASK



WASHABLE



FFP



SURGICAL

Maske wurde in der Schweiz von SQTS geprüft und entspricht den Empfehlungen der «Swiss National COVID-19 Science Task Force». Weitere Informationen unter: www.sqts.ch

Masque analysé en Suisse par les SQTS et conforme aux recommandations de la «Swiss National COVID-19 Science Task Force». Plus d'informations sur: www.sqts.ch

Mascherina testata in Svizzera da SQTS e conforme alle raccomandazioni della «Swiss National COVID-19 Science Task Force». Maggiori informazioni sul sito: www.sqts.ch